

EkoSeparator KB3 zanurzeniowy






EkoSeparator zanurzeniowy KB3 zatapialny, montowany zwykle w istniejących studzienkach kanalizacyjnych, w których wpływ oraz odpływ ścieków umiejscowiony jest na dnie studzienki lub zbiornika. Pracuje w zanurzeniu i wszędzie tam, gdzie jest podniesiony poziom wody lub ścieku. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia w tradycyjnych studzienkach musi być możliwość podniesienia poziomu wody w kanalizacji o 0,5 do 1,5 metra w zależności od typu urządzenia.



Czynnikiem ograniczającym wielkość przepływu jest jedynie średnica odpływu cieczy ze studzienki lub zbiornika. Konstrukcja kosza filtracyjnego i zdolność filtracyjna złoża jest tak zaprojektowana, aby ciecz była oczyszczana w przepływie bez zatrzymywania. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzenia jest systematyczne monitorowanie stopnia zanieczyszczenia złoża oraz jego wymiana.

Urządzenie to w zależności od charakterystyki ścieku zaopatrzone jest materiałami filtracyjnymi typu złożo węglowe, tkaninę filtracyjną lub filtren.



Typ EkoSeparatora KB3 zanurzeniowego	Pojemność całkowita kosza	Ø zewnętrzna kosza /wysokość	Ø odpływu (standard)	Objętość zastosowanych materiałów filtracyjnych	Preferowana średnica studni rewizyjnej lub zbiornika / Ø włazu
	[dm ³]				
KB3 typ 45/43	45	430/310	101,6 i 154	28	1000/600
KB3 typ 104/99	104	470/600	204	44	1200/600
KB3 typ 162/106	162	560/660	204 i więcej	79	1500 i więcej /pow. 600 lub inny zbiornik

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE:

Wykonanie filtra:

Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna typ OH18N9 lub inny materiał w uzgodnieniu z odbiorcą

Materiały filtracyjne

- Złożo filtracyjne: głównie węgiel aktywny o odpowiednio dobranej granulacji. Stosowany jest również zeolit, krynoptyolit lub inny materiał filtracyjny stosowany w oczyszczeniu ścieków.

- Wypełnienie kosza złożem filtracyjnym: ok. 2/3 pojemności kosza

- Filtren

Materiały filtracyjne posiadają stosowne atesty i certyfikaty

GWARANCJA - 24 MIESIĄCE



ITEMS Polska Sp. z o.o.
ul. Fredry 2
30-421 KRAKÓW
www.items.pl
tel. +48 12 341 45 05
fax +48 12 341 44 84
e-mail: sekretariat@items.pl